



ENA SHINY KIT DE FRESAS DR. LORENZO VANINI

KIT DE FRESAS PARA ANTERIORES DIRECTOS EN COMPOSITE



Código	Descripción	C.dad
CS1LV	Kit de preparación, acabado y pulido para anteriores directos en composite	
	Fresas diamantadas Shiny FG	12 Uds
	Fresas de bola en tungsteno Shiny RA	2 Uds
	Fresas en tungsteno 30 lamas FG	1 Ud
	Punta montada de Carborundo RA (CS21)	1 Ud
	Puntas de goma Shiny marrones y diamantadas grises RA	2 Uds
	Cepillo de pelo de cabra RA	1 Ud
	Disco de fieltro RA	1 Ud
	Shiny G Air Block Glicerina	1 tip
	Pastas para pulido Shiny A, B, C	

KIT DE FRESAS PARA POSTERIORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN COMPOSITE



Código	Descripción	C.dad
CS2LV	Kit de preparación, acabado y pulido para posteriores directos e indirectos en composite	
	Fresas diamantadas Shiny FG	16 Uds
	Fresas de bola de tungsteno Shiny RA	2 Uds
	Puntas de goma Shiny marrones y diamantadas grises RA	2 Uds
	Cepillo de pelo de cabra RA	1 Ud
	Disco de fieltro RA	1 Ud
	Shiny G Air Block Glicerina	1 tip
	Pastas para pulido Shiny A, B, C	

Shiny



Corrección de la geografía de superficie:

Acabado y pulido con las puntas de goma Shiny 14, pasta diamantada Shiny A 3µm y Shiny B 1µm con cepillo.

Para el acabado y pulido de reconstrucciones directas e indirectas, carillas, inlays, coronas de laboratorio realizadas en composite.


EL SISTEMA INCLUYE

- Pastas diamantadas: SHINY A 3µm, SHINY B 1µm,
- Pasta de óxido de aluminio SHINY C
- Air Block SHINY G
- Cepillos y fieltros SHINY S, SHINY F
- Puntas de goma para pre-pulido SHINY 14 y SHINY 33
- Accesorios para el pulido

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

	Dureza Vickers	Desv.
Enamel plus HRi Micro híbrido	55	1,2
HRi Micro híbrido (a.b.+p.d.)	+10%	0,8
Micro relleno	18-30	4

Tratamiento de superficie: dureza Vickers y su desviación (AB= Air Block • PD= pastas diamantadas)



ENAMEL PLUS SHINY KIT




Pasta de óxido de aluminio Shiny C con fieltro. Reconstrucción terminada, bajo luz directa (izquierda) y polarizada (derecha).



Código	Descripción	C.dad
COSSHINYKIT	KIT DE ACABADO SHINY	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	2 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	2 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	35 g
	Glicerina Air Block SHINY G	7 tips
	Fresas SHINY	4 Uds
	Cepillo de pelo de cabra RA Shiny S/SS	3 Uds
	Cepillo para posteriores SHINY 4 ...	3 Uds
	Tiras diamantadas SHINY 5 ...	4 Uds
	Bandas de papel SHINY M...	16 Uds
	Discos SHINY D...	12 Uds
	Fieltros para discos SHINY FD	5 Uds
	Fieltros blancos SHINY F/SF	5 Uds
	Puntas de goma diamantada SHINY 14	2 Uds
	Mandril RA	2 Uds
	Pinceles monodosis	10 Uds
	Mango para pincel	1 Ud



COSSHINY+G	KIT DE PASTAS DE PULIDO SHINY	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	2 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	2 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	35 g
	Cepillo de pelo de cabra RA Shiny S/SS	3 Uds
	Fieltros para discos SHINY FD	3 Uds
	Fieltros blancos SHINY F/SF	3 Uds
	Mandril RA	1 Ud
	Glicerina Air Block SHINY G	2 tips
	Puntas de goma diamantada SHINY 14	1 Ud
	Cepillo para posteriores SHINY 4 ...	2 Uds
	Tiras diamantadas SHINY 5 ...	4 Uds
	Bandas de papel SHINY M...	4 Uds



COSSHINY-Y+G	MINI KIT DE PASTAS DE PULIDO	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	0,5 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	0,5 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	4 g
	Cepillo de pelo de cabra RA Shiny S	2 Uds
	Mandril RA	1 Ud
	Fieltros blancos SHINY F	2 Uds
	Puntas de goma diamantada SHINY 14	1 Ud
	Glicerina Air Block SHINY G	2 tips
	Cepillo para posteriores SHINY 4 ...	1 Ud
	Tiras diamantadas SHINY 5 ...	2 Uds
	Bandas de papel SHINY M...	2 Uds

TSY	KIT DE ACABADO PARA LABORATORIO	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	0,5 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	0,5 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	4 g
	Tip de glicerina	1 Ud
	Cono de papel con mandril	1 Ud
	Cepillo de pelo de cabra Shiny S-HP	1 Ud
	Fieltros Shiny F-HP	1 Ud
	Fresa de Carbide FG	1 Ud
	Punta verde de carborundum HP	1 Ud
	Fresas diamantadas HP (D717-D725-D727)	3 Uds
	Disco diamantado de dos caras 0,15 mm D751	1 Ud

ENAMEL PLUS SHINY REPOSICIONES

Código	Descripción	Cdad
COSSHINYG7	SHINY G Glicerina Air Block en tips 0,5 ml	7 Uds
COSSHINYG	SHINY G Glicerina Air Block en jeringa	2 ml
COSSHINYG10	SHINY G Glicerina Air Block en jeringa	10 ml
COSSHINYA	SHINY A 3 micrón Pasta diamantada Para pulir utilizando Shiny S	2 g
COSSHINYB	SHINY B 1 micrón Pasta diamantada Para pulir utilizando Shiny S	2 g
COSSHINYC	SHINY C Pasta óxido de aluminio Para utilizar con Shiny F	35 g
COSSHINYS	SHINY S Cepillo de pelo de cabra RA	12 Uds
COSSHINYSHP	SHINY S Cepillo de pelo de cabra HP	12 Uds
CSS	SHINY SS Cepillo de pelo de cabra RA redondo mini para posteriores	12 Uds
COSSHINYF	SHINY F fieltros blancos 2 mm Para utilizar con COSSHINY6	30 Uds
COSSHINYFD	SHINY FD fieltros discos interproximales 0,5 mm	100 Uds
CSF	SHINY SF Fieltro en algodón RA (17x10 mm)	12 Uds
COSSHINYFHP	SHINY FHP Disco de fieltro	12 Uds
COSSHINY13	SHINY gomas para pre-pulido	12 Uds
COSSHINY33	SHINY gomas para pre-pulido marrón	12 Uds
CS014	SHINY14 Gomas diamantadas para pre pulir el composite	6 Uds
CS015	SHINY15 Gomas diamantadas para pulir el composite	3 Uds
CS041	SHINY41 Cepillo impregnado para posteriores a punta	6 Uds
CS042	SHINY42 Cepillo impregnado para posteriores en forma de pequeña copa	6 Uds
CS043	SHINY43 Cepillo impregnado para posteriores en forma de media copa	6 Uds



ENAMEL PLUS SHINY REPOSICIONES



Código	Descripción	C.dad
COSSHINYCON	Conos de papel HP	25 Uds
COSSHINYCONM	Mandril para cono de papel Shiny	1 Ud
COSSHINY6	SHINY mandril RA para fieltros	6 Uds
COSSHINYFM	SHINY mandril para discos	1 Ud
COSSHINYDF	SHINY DISCOS finísimos marrón	100 Uds
COSSHINYDX	SHINY DISCOS finos azul	100 Uds
COSSHINYDM	SHINY DISCOS medios verde	100 Uds
COSSHINYDC	SHINY DISCOS gruesos ivory	100 Uds
COSSHINYSF	SHINY TIRAS finos (azul) - finísimos (marrón)	100 Uds
COSSHINYSFS	SHINY TIRAS finos-finísimos sutil	100 Uds
COSSHINYSM	SHINY TIRAS medio (verde) - grueso (ivory)	100 Uds
COSSHINYSMS	SHINY TIRAS medio - grueso sutil	100 Uds
COSSHINY1	Mango para pincel	1 Ud
COSSHINY50	Pinceles de recambio	50 Uds
COSSHINY25	Puntas negras 0,9 mm	25 Uds
CS050-2R	Tiras diamantadas de lija fina roja 120 mm x 2 mm	5 Uds
CS050-2Y	Tiras diamantadas de lija extra-fina amarilla 120 mm x 2 mm	5 Uds
CS050-4R	Tiras diamantadas de lija fina roja 120 mm x 4 mm	5 Uds
CS050-4Y	Tiras diamantadas de lija extra-fina amarilla 120 mm x 4 mm	5 Uds

